

OPATRA®
L O N D O N



HAIRMINATOR

LASER PRE DOKONALÉ ODSTRÁNENIE CHLŮPKOV

WELLNESS

Zažite budúcnosť laserovej epilácie s našim najnovším prístrojom Hairminator. Určený pre všetky typy pokožky stanovuje nový štandard v oblasti odstraňovania chlpkov.

Nie je to iba nový prístroj ale výrazná zmena pre vašu kliniku. Pre vašich klientov poskytne výnimočné a rozdielové služby. Hairminator je určený pre kliniky, dermatológov a odborníkov na epiláciu. Objavte rozdiel a posuňte vaše služby na novú úroveň dokonalosti.



VSTÚPTE DO ÉRY DOKONALEJ POKOŽKY

PRITIAHNITE

Hairminator nie je iba prístroj. Jedinečnou kombináciou dokonalých výsledkov, účinnosti a estetiky priláka klientov a spraví výnimočný prvý dojem.

UDRŽTE

Poskytovaním spoľahlivých a efektívnych služieb s dokonalým výsledkom zvýšite spokojnosť vašich zákazníkov a ich vernosť k vašej klinike.

PROFITUJTE

Prémiové funkcie, vynikajúci výkon a dobrá konkurenčná cena prístroja. Z toho vyplývajúci vysoký počet zákazníkov, ktorí sa k vám opakovane vracajú, znižuje náklady na získanie nových, čo zvyšuje váš zisk vďaka nášmu vysokokvalitnému vybaveniu.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

ELEGANCIA BEZ NÁMAHY: RÝCHLA A BEZBOLESTNÁ

S hlavicou s výkonom 3600 W budú vaše ošetrenia kratšie a efektívnejšie. Výrazne zlepšený je aj komfort pre vašich zákazníkov - integrovaný chladiaci systém udržiava teplotu upokojujúcich -5 stupňov pre bezbolestný zážitok a infračervené svetlo pre uvoľnenie bolesti.

TECHNOLOGICKÁ INOVÁCIA: ŠTYRI VLNOVÉ DĹŽKY, JEDEN PRÍSTROJ

Hairinator technologiccky spája štyri pokročilé vlnové dĺžky štyroch typov laserov: Alexandritový, Diódový, Nd:YAG a Infračervený v jednom prístroji. Revolučnou technológiou a prístrojom sa pre zákazníkov stávajú výnimočnou voľbou.

VÝKON A PRESNOSŤ

Predstavujeme najvýkonnejší laser v oblasti odstraňovania chlpkov, dosahujúci výkon v hlavici výnimočných 3600 W. Posuňte svoj salón na novú úroveň vďaka bezkonkurenčnému výkonu a jedinečným výsledkom.

ALEX
755 nm

DIÓDA
808 nm

INFRA-
ČERVENÝ
940 nm

YAG
1064 nm



Efektivita



Menšia
bolesť



Bezpečnosť
ošetrenia



Rýchle
výsledky

ZVÝŠENIE ZISKOVOSTI

Použitím najnovšej technológie sme v prístroji skombinovali vysoký výkon a operačnú kapacitu prístroja so silným chladiacim systémom pre zníženie bolesti zákazníkov a užívateľsky príjemným prostredím prístroja.

Kliniky, ktoré používajú túto novinku dosahujú priemernú návratnosť 4-8 mesiacov, v pri priemernomn počte 3 klientov za deň, 6 dní v týždni.

(Návratnosť bola kalkulovaná ako sumár tržieb, bez zohľadnenia prípadných ďalších nákladov klinik.)

TECHNICKÉ PARAMETRE

VSTUPNÝ VÝKON	AC 110 V / 60 Hz, alebo AC 220 V / 50Hz
PRACOVNÝ MÓD	EXPERTNÝ A INTELIGENTNÝ MÓD
CHLADIACI SYSTÉM	VODA + POLOVODIČ + VENTILÁTOR
VÝKON	3600 W
CHLADENIE	5
CHLADIACE MÉDIUM	ČISTÁ VODA, DEIONIZOVANÁ VODA
REŽIM POISTIEK	F250VL20A
PRACOVNÁ TEPLOTA	40°C
RELATÍVNA VLHKOSŤ	< 80 %
2 HLAVICE - 3 RÔZNE VEĽKOSTI BODU	X2 50.000.000 pulzov

OPATRA[®]
L O N D O N

WWW.WINMED.SK

E: ciferova@winmed.sk

MT: +421 918 180 111

WINMED, S.R.O.

VÝHRADNÝ DISTRIBÚTOR OPATRA LONDON



WELLNESS