



Phorma
Beauty

ÚDAJOVÝ LIST

**Kozmetické
vybavenie Model
PhormaCRV**

Ed.1 - Rev.2 zo dňa 29.1.2024



Zamýšľané použitie

Kozmetické prístroje v súlade s medzirezortným nariadením č. 206 z 15. októbra 2015 (taliansky zákon), ktoré sa týka vykonávacieho nariadenia o elektromechanických prístrojoch používaných kozmetičkou počas jej činnosti, s osobitným odkazom na technické špecifikácie stanovené v informačných listoch N.13 b "Zariadenia na ošetrovanie čiastočným teplom prostredníctvom odporovej a/alebo kapacitnej rádiofrekvencie" prílohy 2 k nariadeniu.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Napájanie	230 V striedavý prúd - 50 Hz - 180 W - 1 A
Klasifikácia elektrickej bezpečnosti	Trieda I s aplikovanými časťami typu BF
Ochrana zariadenia	2 x 2,0 A 250 V.a.c. 1 x T1,0 A Sek. 15V 1 x T3,15 A Sec. 130V
Frekvencia	ODPOROVÉ + TRANSDERMÁLNE PODÁVANIE: Frekvencia 480 kHz - kontinuálne KAPACITNÉ+TRANSDERMÁLNE PODÁVANIE: Frekvencia 480 kHz - Modulácia 10 Hz - Pracovný cyklus 90 %
KAPACITNÝ výstupný výkon	50 Wattov pri záťaži 1 KOhm
Počet výstupov	1
Zobrazenie	TFT 10,2"
Ovládacie prvky	Podsvietený otočný digitálny snímač
Rozmery a hmotnosť	cm 45x45x97 - 10 kg
Prevádzkové, skladovacie a prepravné podmienky	Izbová teplota: +10 °C → max. +35 °C R.H. <75% Atmosférický tlak: od 500 hPa do 1060 hPa



Phorma
Beauty

Marchio di Winform Medical Engineering Srl



WINFORM Medical Engineering Srl
Via Garda, 6
30027 - San Donà di Piave - Benátky -
TALIANSKO

